 <p>REGIONE VENETO AZIENDA SANITARIA ULSS 3 BASSANO DEL GRAPPA</p> <p>S. C. Medicina di Laboratorio</p>	<p><b>MODULO</b></p> <p><b>CORTISOLO SALIVARE</b></p> <p><b>Istruzioni per la raccolta del materiale biologico</b></p> <p><b>mediante Salivette</b></p>	<p>MD75124ML001</p>
---	---	---------------------

Effettuare la raccolta della saliva **alle ore 23**.  
La raccolta deve avvenire prima di lavarsi i denti.  
Il campione di saliva può essere raccolto non prima che siano passati 30 minuti dall'assunzione di cibi o bevande.



(a)  
Tappo

Stringere saldamente il bordo del contenitore interno della Salivette (c) e rimuovere il tappo (a). La rimozione del tappo è facilitata se lo si spinge lateralmente.



(b)  
Tampone

Estrarre il tampone (b) dalla Salivette.

Masticare delicatamente il tampone per un minuto.


Riporre quindi il tampone nel contenitore interno e chiudere la Salivette premendo saldamente il tappo.



(c)  
Contenitore  
interno sospeso

E' importante conservare i campioni in frigorifero.

Consegnare il campione presso uno dei punti prelievi del territorio negli orari previsti.



(d)  
Contenitore per  
la centrifuga



**Note importanti:**

Prodotto non indicato per bambini al di sotto dei 3 anni o pazienti a rischio di deglutire la Salivette.