 <p>REGIONE VENETO AZIENDA SANITARIA ULSS 3 BASSANO DEL GRAPPA S. C. Medicina di Laboratorio</p>	<h2>MODULO FOBT</h2>	<p>MD75117ML001</p>
---	--------------------------	---------------------

RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI (FOBT)

Istruzioni per la raccolta del campione



- 1** Scrivere a penna sulla provetta:
Cognome, nome
Età e sesso




- 2** Svitare il tappo togliendo l'astina

- 3** Strisciare l'astina sulle feci in modo tale che la parte finale ne abbia una modica quantità



- 4** Reintrodurre l'astina sporca nel contenitore



- 5** Riporre la provetta nel sacchettino verde e consegnarlo entro 3 giorni presso uno dei punti prelievi del territorio negli orari previsti.

Ulteriori Informazioni

- Non è necessario praticare alcuna dieta prima del test.
- Non eseguire il test durante il periodo mestruale. Se si è affetti da emorroidi sanguinanti attendere almeno una settimana dal termine del sanguinamento prima di effettuare il test.
- Evitare di contaminare le feci con le urine.
- Per la raccolta del campione disporre uno strato di carta igienica all'interno del W.C. in modo da trattenere le feci per il tempo necessario al prelievo.

N.B.:



Non lasciare la provetta a portata dei bambini. Non ingerire il liquido contenuto nella provetta. Qualora il liquido entri in contatto con gli occhi, bocca e pelle sciacquare accuratamente con acqua.