

 <p>S. C. Medicina di Laboratorio</p>	<h2>MODULO SCOTCH TEST</h2>	MD75118ML001
---	---------------------------------	--------------

## MODALITA' PER ESECUZIONE SCOTCH TEST

### RACCOMANDAZIONI

La raccolta va eseguita al momento del risveglio mattutino prima di lavarsi e defecare.

Utilizzare **nastro adesivo (scotch) trasparente**.

Ritirare presso il Laboratorio Analisi il sacchettino contenente il vetrino e l'abbassalingua necessari per l'indagine.

### ESECUZIONE

- 1) Tagliare con le forbici un pezzo di nastro adesivo poco più corto del vetrino fornito dal Laboratorio;
- 2) porre il nastro sulle pliche perianali (con la parte adesiva rivolta verso le pliche) comprimere bene, sulla pelle sottostante, con un abbassalingua o il fondo di una provetta per alcuni secondi;
- 3) staccare il nastro adesivo ed applicarlo ben steso sul vetrino fornito (evitando la formazione di bolle d'aria);
- 4) lavarsi bene le mani a prelievo ultimato in quanto le uova sono spesso già embrionate ed infettanti;
- 5) inserire nel sacchettino di plastica il vetrino;
- 6) consegnare il campione presso uno dei punti prelievi del territorio negli orari previsti.