


MODULO RACCOLTA URINE 24 ORE

MD75115ML001

PROCEDURE PER LA RACCOLTA DELLE URINE NELLE 24 ORE

1. Viene fornito il contenitore chiuso (capacità 3 litri) ed una provetta sottovuoto tappo bianco.
2. Alle ore 7.00 svuotare completamente la vescica e gettare l'urina.
3. Raccogliere l'urina secreta successivamente nel contenitore. Continuare la raccolta per 24 ore. Durante la raccolta mantenere il contenitore ben chiuso e in un luogo fresco (possibilmente in frigorifero).
4. Alle ore 7.00 del giorno dopo svuotare completamente la vescica e versare l'urina nel contenitore.
5. Assicurarsi che il contenitore sia ben chiuso.
6. Ruotare il contenitore ed inserire la provetta sottovuoto nell'apposito foro contenuto sul coperchio del contenitore, il campione attraverso la sonda, viene aspirato nella provetta



7. Scrivere in stampatello sull'etichetta della provetta: Cognome Nome del paziente, diuresi e consegnare il campione presso uno dei punti prelievi del territorio negli orari previsti.